

EDHYA ALGO

Argile bentonite



PRODUIT DE SOIN POUR CHEVAUX – USAGE EXTERNE

COMPOSITION

FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, BENTONITE

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENT

Seaux de 900 g et 3 kg

L'algotherapie utilise les vertus des algues. Elle consiste à appliquer, par voie cutanée, un cataplasme sur l'intégralité du corps du cheval ou sur les zones cibles. Les algues marines sont naturellement riches en oligoéléments et sels minéraux qui sont des constituants majeurs des cellules, os et muscles les algues sont connues pour leurs vertus antibactériennes, antivirales, antiseptiques et anti-inflammatoires Edhya ALGO associe fucus vésiculeux, laminaire digitée et argile afin de reconstituer un enveloppement permettant la décontraction et récupération musculaire. Edhya ALGO contribue à : la sudation, la stimulation de la microcirculation, au soutien du métabolisme cellulaire et l'élimination des toxines. Sa présentation en poudre permet de ne pas avoir recours aux conservateurs et de personnaliser la viscosité du mélange. Edhya ALGO ne contient pas de produit autochauffant agressif, l'effet sudation étant assuré par sa forte concentration en algues pures.

INDICATIONS

- Lors d'une période d'activité importante
- Chez le cheval convalescent ou fatigué
- Pour un moment de bien être

MODE D'EMPLOI

Préparation de l'enveloppement :

Incorporer 300 g de EDHYA ALGO

(3 doseurs) à un litre d'eau :

- Entre 15 et 20 °C pour une application à froid

- Entre 37 et 40 °C pour une application à chaud

Mélanger vigoureusement à l'aide d'un fouet jusqu'à obtention d'une préparation lisse.

Préparation du cheval :

Le cheval doit être préalablement pansé et installé dans une zone calme et sécurisée, à l'abri du soleil.

Application :

Appliquer à la main à la main et en fines couches dans le sens du poil la préparation sur la zone souhaitée : encolure, dos, croupe et membres.

Pour une meilleure efficacité, recouvrir d'un film ou d'un drap puis couvrir le cheval avec une chemise.

Laisser poser au moins 30 minutes.

Attention : pour une application à chaud, veiller à ce que la température de l'enveloppement n'excède pas les 37°C.

Retrait du produit :

Retirer la couverture et/ou le film.

A l'aide d'un couteau de chaleur, retirer un maximum de matière.

Doucher le cheval ou éliminer la matière une fois sèche par pansage.